

MC/2

Chariots de transfert

réglable en hauteur, pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs .



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- 2 tablettes (en forme de cuvette), poignée et tôle d'ancrage

Code EAN: 4002516853855 / Numéro de matériel: 12680970 /

Ancien Numéro de matériel: 69200113D

Famille produit

Laveurs-désinfecteurs, médical

•

Accessoires

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8581

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PG 8593

•

Catégorie de produit

Système de rangement/transport

•

Caractéristiques produit

Matériau

Inox

Couleur

Inox

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1003

Dimension extérieure, largeur nette en mm

600

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

805

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1210

Dimension extérieure, largeur brute en mm

800

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1200

Poids net en kg

18,00

Poids brut en kg

47,80