

MT
Chariot
pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Pour le stockage et le transport de paniers et compléments
- Divisé en 4 niveaux, réglables de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes blocables
- Taille de chargement de 549 x 599 mm

Code EAN: 4002516854159 / Numéro de matériel: 12681000 /
Ancien Numéro de matériel: 69200114D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1985
Dimension extérieure, largeur nette en mm	662
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	616
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	775
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	2001
Poids net en kg	23,00
Poids brut en kg	37,60