

MT

Chariot de transport  
pour le chargement et le déchargement des laveurs-désinfecteurs.



- Pour le stockage et le transport de paniers et compléments
- Divisé en 4 niveaux, réglables de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes blocables
- Taille de chargement de 549 x 599 mm

Code EAN: 4002516854159 / Numéro de matériel: 12681000 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200114D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	775
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	2001
Poids net en kg	23,00
Poids brut en kg	37,60