

A 500

Chariot

avec 1 niveau pour le nettoyage de la verrerie/des instruments de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et de paniers à mailles
- Avec A 603, extension possible sur 2 niveaux

Code EAN: 4002516855026 / Numéro de matériel: 12684430 /

Ancien Numéro de matériel: 69650002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour compléments	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Complément à mailles DIN [nombre]	3
Complément à mailles SPRI [nombre]	2
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	153
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	655
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	810
Poids net en kg	6,02
Poids brut en kg	7,36