

A 501

Chariot

avec 4 niveaux pour le nettoyage de la verrerie/des instruments de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et de paniers à mailles
- Avec tiroirs A 601, extension possible sur 5 ou 6 niveaux

Code EAN: 4002516855361 / Numéro de matériel: 12684440 /
Ancien Numéro de matériel: 69650102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	18
Complément à mailles SPRI [nombre]	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	659
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	710
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	710
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	21,00
Poids brut en kg	32,80