

LP 2800/1

Cartouche de déminéralisation, vide pour le remplissage manuel de la résine à usage unique.



- Débit max. : 800 l/h
- Température d'arrivée d'eau max. 40 °C – résistance à la pression 0,5–10 bar
- Hauteur de 56 cm, Ø 24 cm

Code EAN: 4002516881124 / Numéro de matériel: 12684720 / Ancien Numéro de matériel: 69431806D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•

LP 2800/1

Cartouche de déminéralisation, vide
pour le remplissage manuel de la résine à usage unique.



Code EAN: 4002516881124 / Numéro de matériel: 12684720 /

Ancien Numéro de matériel: 69431806D

PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	240
Dimension extérieure, largeur nette en mm	240
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	559
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	620
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	4,46
Poids brut en kg	5,12