

UfZ/1

Kit de conversion pour seconde cartouche  
pour un changement d'une seconde cartouche de déminéralisation partielle/totale.



- 2 x raccordements VA 3/4" pour le montage sur les cartouches doubles

Code EAN: 4002516881148 / Numéro de matériel: 12684950 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431906D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•

UfZ/1

Kit de conversion pour seconde cartouche

pour un changement d'une seconde cartouche de déminéralisation partielle/totale.



Code EAN: 4002516881148 / Numéro de matériel: 12684950 /

Ancien Numéro de matériel: 69431906D

PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,09
Poids brut en kg	0,09