

A 503

Chariot

sans niveau pour le nettoyage de la verrerie/des instruments de laboratoire.



- Pour le logement des modules et compléments
- Selon la hauteur, il est possible d'utiliser jusqu'à six modules
- Baguette et support supérieurs amovibles

Code EAN: 4002516854784 / Numéro de matériel: 12685380 /  
Ancien Numéro de matériel: 69650302D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement avec modules complémentaires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	715
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	11,40
Poids brut en kg	22,20