

A 505

Chariot

avec 3 niveaux pour le nettoyage de la verrerie/des instruments de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et de paniers à mailles

Code EAN: 4002516854678 / Numéro de matériel: 12685400 /
Ancien Numéro de matériel: 69650501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	9
Complément à mailles SPRI [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	715
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	15,60
Poids brut en kg	26,40