


A 600  
Module  
pour le traitement des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Convient pour 6 instruments, ancienne génération (S / Si)

Code EAN: 4002516854562 / Numéro de matériel: 12686280 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments de robotique	•
<b>Capacité</b>	
Instruments assistés par robots [nombre]	6
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	360
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	600
Poids net en kg	5,07
Poids brut en kg	5,63