

PG 8597



- Performance : continue 19 l/min, max. 30 l/min
- Appareil indépendant avec roues, peut être rempli par le dessus
- 1 contenant pour 20 kg de sel, 2 contenants pour 4,5 L de résine
- Système à 2 chambres commandé par volumes, fonct. sans courant

Code EAN: 4002516860372 / Numéro de matériel: 12687200 /
Ancien Numéro de matériel: 69859702D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	570
Dimension extérieure, largeur nette en mm	360
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	360
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	680
Dimension extérieure, largeur brute en mm	390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	380
Poids net en kg	18,60
Poids brut en kg	19,00