

DOS 60/30

Pompe de dosage

pour le dosage de produits liquides et neutres/alcalins.



- Pour le dosage de détergents liquides
- Pour le dosage des désinfectants chimiques
- Pour installation ultérieure par le service après-vente de Miele

Code EAN: 4002516854463 / Numéro de matériel: 12687820 /

Ancien Numéro de matériel: 69225010D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Taux d'extraction en ml/60 secondes	120
Longueur de la canne d'aspiration en mm	333
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	165
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	486
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,26