

RX2/RX3-LA20

Batterie Li-Ion RX2/RX3 60

pour 60 min d'autonomie en continu du Scout RX2/RX3.

Code EAN: 4002516867050 / Numéro de matériel: 12689280 /
Ancien Numéro de matériel: 41996983INT



- Batterie de qualité grande capacité : 37,75 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément