

CO Allergy XL HyClean Pure  
Pack XL Allergy HyClean Pure  
8 sacs à poussière et 1 filtre AirClean HEPA à prix avantageux

Code EAN: 4002516889366 / Numéro de matériel: 12694930 /  
Ancien Numéro de matériel: 41996763INT



- Puissance de filtration améliorée de 99,99 %\* grâce à AirClean de Miele
- Canalisation du flux d'air 3D brevetée pour une longue durée d'utilisation
- Encore plus hygiénique grâce à la fermeture automatique de sac HyClose
- ComfortFit – Un des 11 détails brevetés du sac à poussière HyClean® de Miele
- Hygiène max. de l'air avec filtre HEPA# : \*\*Idéal pour personnes allergiques
- Convient pour tous les modèles Guard M1

\* Selon la norme CEI 62885-2 pour l'utilisation d'appareils Miele équipés du système de filtration AirClean

\*\* selon EN 60312-1