

APWD 217

Chariot

avec trois niveaux pour le lavage et la désinfection des instruments dentaires.



Code EAN: 4002516863069 / Numéro de matériel: 12718910 /
Ancien Numéro de matériel: 69610800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Accessoires	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	66
Aspirateur [nombre]	66
Instruments avec lumen [nombre]	66

- Pour le logement des compléments et compléments à mailles
- Le chariot a trois possibilités de raccordement pour le module APWD 646
- Pour jusqu'à 66 instruments avec lumen et jusqu'à 160 sets d'instruments