

APWD 907

Chariots de transfert

pour charger/décharger laveurs-désinf. et laveurs de labo. à grde cuve SlimLine.



- Avec 4 roulettes, dont 2 immobilisables
- Manipulation simple et agréable via la barre-poignée ergonomique
- Les chariots de chargement sont sécurisés contre toute chute
- Pr chargement/déchargement PWD 7121, PWD 7122 (pas PLW 7111, ni PLW 7111 Safety)
- Avec bouteille de récupération pour recueillir le liquide qui s'égoutte

Code EAN: 4002516860594 / Numéro de matériel: 12722690 /

Ancien Numéro de matériel: 69200117D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Accessoires	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Réglable en hauteur	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1091
Dimension extérieure, largeur nette en mm	612
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	832
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	25,00
Poids brut en kg	45,00