

RX2/RX3-LA30

Batterie Li-Ion RX2/RX3 120

pour 120 min d'autonomie en continu du Scout RX2/RX3.

Code EAN: 4002516874775 / Numéro de matériel: 12750900 /
Ancien Numéro de matériel: 41996984INT



- Batterie de qualité grande capacité : 75,5 Wh
- Longue vie avec la technologie au lithium sans effet de mémoire
- Protection contre court-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute performance est testée séparément