

APWD 331

Panier à mailles

plat, avec trois entretoises en silicone.



- Grande perforation et lavage uniforme
- Agencement idéal et fixation des instruments dans le panier
- Ouverture et fermeture faciles d'une seule main
- Dimensions : 188 x 125 x 30 mm

Code EAN: 4002516909934 / Numéro de matériel: 12752230 /

Ancien Numéro de matériel: 69633100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Jaune
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	125
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	188