

APWD 333

Panier à mailles

haut, avec trois entretoises en silicone.



- Grande perforation et lavage uniforme
- Agencement idéal et fixation des instruments dans le panier
- Ouverture et fermeture faciles d'une seule main
- Adapté au conteneur d'instruments stériles APWD 335
- Dimensions : 273 x 176 x 41 mm

Code EAN: 4002516909453 / Numéro de matériel: 12752420 /  
Ancien Numéro de matériel: 69633300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Jaune
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	41
Dimension extérieure, largeur nette en mm	176
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	273