

APWD 335

Conteneurs stériles

pour le logement d'un panier à mailles APWD 333.



- Fermeture hermétique aux germes du couvercle
- Retrait couvercle rapide et sans contamination à l'issue de la stérilisation
- Support de filtre rapide pour remplacer facilement le filtre permanent
- Empilable pour un gain de place
- Dimensions : 312 x 190 x 65 mm

Code EAN: 4002516909668 / Numéro de matériel: 12752580 /

Ancien Numéro de matériel: 69633500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Aluminium
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	65
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	312