

APWD 336  
Filtres permanents  
pour jusqu'à 1000 cycles.



- Bons résultats de séchage dans le conteneur
- Résistance et grande longévité
- Deux pièces par paquet
- Pour une utilisation dans APWD 334 et APWD 335

Code EAN: 4002516909903 / Numéro de matériel: 12752660 /  
Ancien Numéro de matériel: 69633600D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Stérilisateurs compacts	•
<b>Accessoires</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	215
Dimension extérieure, largeur nette en mm	94