

ProCare Dent 30 C - 5 l  
Agent neutralisant, acide, 5 l  
pour le traitement mécanique des instruments dentaires et rotatifs.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité avec les matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique

Code EAN: 4029577158033 / Numéro de matériel: 12796300 /  
Ancien Numéro de matériel: 66915303V1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
<b>Dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	1,0
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
<b>Principaux domaines util.</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient aux matériaux fragiles	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Sans composés phosphorés	•
Prévention des dépôts calcaires dans la cuve de lavage	•
Ne convient pas aux instruments rotatifs	Convient pour instrument standard/transfert, Convient pour alu anodisé, Résistance à l'acidité de la charge et des conduites d'évacuation
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142

ProCare Dent 30 C - 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et rotatifs.



Code EAN: 4029577158033 / Numéro de matériel: 12796300 /

Ancien Numéro de matériel: 66915303V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•