

ProCare Tex 11 - 800 g

Lessive universelle, poudre, moyennement alcaline, 800 g
pour le lavage des textiles blancs et des couleurs qui ne se décolorent pas.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Particulièrement efficace même à basse température
- Enzymes biologiquement efficaces, contient de l'oxygène actif
- Excellentes propriétés détachantes sur la saleté et le gras

Code EAN: 4002516900078 / Numéro de matériel: 12833700 /
Ancien Numéro de matériel: 59705401V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Élimination de la saleté	•
Élimination des protéines	•
Élimination des graisses	•
Blanchiment	•
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur de pH à 20 °C	10,0-11,0
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laveries automatiques et libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Entreprises artisanales	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive tous textiles
Alcalinité	Alcalin
Formation d'agréats	Détergent en poudre
Composants	Oxygène
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Manipulation aisée	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	120
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	125,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	160,00
Charge en g	800
Poids brut en kg	0,91
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•

ProCare Tex 11 - 800 g

Lessive universelle, poudre, moyennement alcaline, 800 g
pour le lavage des textiles blancs et des couleurs qui ne se décolorent pas.



Code EAN: 4002516900078 / Numéro de matériel: 12833700 /
Ancien Numéro de matériel: 59705401V1

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	120
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	125
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	160
Capacité de charge en g	800
Poids brut en kg	0,91 kg
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	