

ProCare Tex 11 COL - 500 g

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 500 g
pour le maintien des couleurs et le nettoyage du linge en couleurs.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Lessive couleurs à haute concentration
- Dissout la graisse et la saleté tout en préservant les matériaux et les couleurs
- Puissance de lavage complète, même à 30 °C
- Très bonne protection contre le transfert de couleur
- Testé dermatologiquement

Code EAN: 4002516900085 / Numéro de matériel: 12833710 /
Ancien Numéro de matériel: 59710401V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Élimination de la saleté	•
Élimination des protéines	•
Élimination des graisses	•
Effet antistatique	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,5
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laverie automatique et libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Entreprises artisanales	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive pour couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Formation d'agréats	Détergent en poudre
Composants	Tensioactifs, Parfums, Enzymes, Agents séquestrants
Biodégradable	•
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Très efficace dès 40 °C	•
Faible temps de maintien	•
Lavage efficace même à faible dosage	•
Décomposition sans aucun résidu	•
Sans microplastiques	•
Manipulation aisée	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	124
Dimension extérieure, largeur nette en mm	118
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	118
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	400,00
Charge en g	500
Poids brut en kg	0,56

ProCare Tex 11 COL - 500 g

Lessive couleurs, poudre, moyennement alcaline, 500 g
pour le maintien des couleurs et le nettoyage du linge en couleurs.



Code EAN: 4002516900085 / Numéro de matériel: 12833710 /
Ancien Numéro de matériel: 59710401V1

Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-20
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	124
Dimension extérieure, largeur nette en mm	118
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	118
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	400
Capacité de charge en g	500
Poids brut en kg	0,56 kg
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•