

ProCare Tex 70 S - 1 l

Adoucissant, concentré liquide, acide, 1 l

pour l'entretien des fibres afin de garantir des textiles souples à long terme.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Assure une finition particulièrement douce
- Effet anti-statique performant en cas de fibres mélangées
- Très bonne rémanence
- Aucun parfum encapsulé

Code EAN: 4002516900092 / Numéro de matériel: 12833720 /

Ancien Numéro de matériel: 59704401V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Effet antistatique	•
Très bonne adsorption	•
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur de pH à 20 °C	4,5
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques produit	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laverie automatique et libre-service	•
Hôtels et pensions	•
Spa, remise en forme et sport	•
Écoles et crèches	•
Entreprises artisanales	•
Maisons de retraite et établissements de soin	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Parfums
Sans phosphates	•
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	265
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	80
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270,00
Poids brut en kg	1,07
Capacité en ml	1000
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	265
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	80

ProCare Tex 70 S - 1 l
Adoucissant, concentré liquide, acide, 1 l
pour l'entretien des fibres afin de garantir des textiles souples à long terme.



Code EAN: 4002516900092 / Numéro de matériel: 12833720 /
Ancien Numéro de matériel: 59704401V1

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids brut en kg	1,07 kg
Capacité en ml	1000

Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•