

APFD 200/1
Complément
pour la prise en charge optimale des appareils respiratoires.



- Prise en charge sûre de 6 appareils respiratoires
- Accessoire : 2 paniers petites pièces à 3 compartiments colorés
- Raccord air respiratoire et indicateur air comprimé
- Raccord par couplages rapides (compatible avec Parker Rectus 25)
- À utiliser dans les paniers A 101 et A 151

Code EAN: 4002516936831 / Numéro de matériel: 12904920 /
Ancien Numéro de matériel: 67020003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour appareils respiratoires	•
Domaine d'application	
Traitement des appareils respiratoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir
Indicateur air comprimé	•
Capacité	
Appareils respiratoires [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	164
Dimension extérieure, largeur nette en mm	474
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	452
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	470
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	6,05
Poids brut en kg	6,57