

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 750 ml

pour éliminer avec précaution les résidus de graisse et la poussière.



- Hautement concentré pour les meilleurs résultats de lavage
- Pouvoir solvant exceptionnel pour résidus d'huile et de graisses
- Excellente préservation des matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Primé par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable

Code EAN: 4002516954507 / Numéro de matériel: 12938290 /

Ancien Numéro de matériel: 66917702V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Stérilisateurs compacts	•
Utilisations possibles	
Nettoyage des surfaces en inox	•
Entretien manuel	•
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination des résidus tenaces ou secs	•
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,8
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produits nettoyants inox
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs anioniques, Tensio-actifs non ioniques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Emballage recyclable	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Sans composés phosphorés	•
Sans silicates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	297
Dimension extérieure, largeur nette en mm	94
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	63
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	90,00

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 750 ml

pour éliminer avec précaution les résidus de graisse et la poussière.



Code EAN: 4002516954507 / Numéro de matériel: 12938290 /

Ancien Numéro de matériel: 66917702V1

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260,00
--	--------

Poids brut en kg	0,81
------------------	------

Capacité en ml	750
----------------	-----

<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
--	--

Écolabel européen	•
-------------------	---

<b>Numéros de contrôle</b>	
----------------------------	--

Écolabel européen : DE/020/507	•
--------------------------------	---