

E 315/1

VE Résine à usage unique

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



- Pour une utilisation dans la cartouche vide LP 2800/1
- 20 l de résines homogénéisées
- Carton contenant 2 sacs de 10 l
- Sous vide dans des sacs en plastique
- Sac de filtre de remplacement inclus

Code EAN: 4002516957515 / Numéro de matériel: 12945010 /

Ancien Numéro de matériel: 69431502D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315/1

VE Résine à usage unique

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



Code EAN: 4002516957515 / Numéro de matériel: 12945010 /

Ancien Numéro de matériel: 69431502D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	285
Dimension extérieure, largeur brute en mm	260
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	440
Poids net en kg	13,77
Poids brut en kg	14,27