

ProCare Lab 10 AP - 5 l
détergent liquide, alcalin, 5 l
pour le traitement optimal des instruments de laboratoire.



- Détergent alcalin avec un pourcentage élevé de dispersants
- Exempt de tensio-actifs, de phosphates et d'oxydants
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Pour le nettoyage des résidus tenaces ou séchés

Code EAN: 4029577160142 / Numéro de matériel: 12958900 /
Ancien Numéro de matériel: 62924102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Niveau de dureté de l'eau recommandé en mmol/l	0-0,5
Principaux domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie des phosphates	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Polycarboxylates
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans phosphates	•
Sans tensioactifs	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Part élevée de dispersants	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142

ProCare Lab 10 AP - 5 l
détergent liquide, alcalin, 5 l
pour le traitement optimal des instruments de laboratoire.



Code EAN: 4029577160142 / Numéro de matériel: 12958900 /
Ancien Numéro de matériel: 62924102V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	7,21
Capacité en ml	5000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•