

ProCare Lab 10 MA - 10 l
détergent liquide, alcalin, 5 l
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage universel alcalin
- Exempt d'oxydants et de tensio-actifs
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace pour les salissures légères à moyennes

Code EAN: 4029577160197 / Numéro de matériel: 12960010 /
Ancien Numéro de matériel: 62923202V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Principaux domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Instituts d'analyse sérologique	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Phosphate, Silicates
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Compatibilité limitée pour l'aluminium	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Ne convient pas aux métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans tensioactifs	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Excellente préservation des matériaux	•
Utilisations multiples	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	191

ProCare Lab 10 MA - 10 l
détergent liquide, alcalin, 5 l
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160197 / Numéro de matériel: 12960010 /
Ancien Numéro de matériel: 62923202V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	234
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	190
Poids brut en kg	15,39
Capacité en ml	10000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•