

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage alcalin à effet oxydant
- Sans phosphates, contient des agents de blanchiment à base d'oxygène
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Détergent en poudre pour dosage manuel

Code EAN: 4029577160203 / Numéro de matériel: 12960500 / Ancien Numéro de matériel: 62922102V1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination du sang	•
Élimination des résidus organiques	•
<b>Dosage</b>	
Recommandation de dosage par charge	2-4 g/l (20-40 g/charge)
Dosage manuel	•
Niveau de dureté de l'eau recommandé en mmol/l	0-1,1
<b>Principaux domaines util.</b>	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Instituts d'analyse sérologique	•
Industrie des phosphates	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Formation d'agréats	Poudre
Composants	Agent de blanchiment à base d'oxygène, Tensio-actifs, Silicates
Valeur de pH à 20 °C	13,0-14,0
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans phosphates	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Effet oxydant	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	268
Dimension extérieure, largeur nette en mm	265
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	265

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160203 / Numéro de matériel: 12960500 /

Ancien Numéro de matériel: 62922102V1

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Charge en g	10000
Poids brut en kg	10,49

#### Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•