

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Agent neutralisant à base d'acide phosphorique, acide, 12 kg pour nettoyage en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- À utiliser comme agent neutralisant ou comme produit de pré-lavage acide
- Ne contient aucun tensio-actif
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Élimine les résidus tenaces solubles dans les acides

Code EAN: 4029577160258 / Numéro de matériel: 12960770 / Ancien Numéro de matériel: 62928202V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	1–4 ml/l (0,1–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Principaux domaines util.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Phosphate, Acide phosphorique, Acide citrique
Valeur de pH à 20 °C	0,7
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans tensioactifs	•
Pré-lavage à base d'acide	•
Excellente capacité de rinçage	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	191
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	234
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	305
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Agent neutralisant à base d'acide phosphorique, acide, 12 kg
pour nettoyage en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160258 / Numéro de matériel: 12960770 /

Ancien Numéro de matériel: 62928202V1

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	245
Charge en g	12000
Poids brut en kg	12,53

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•