

ProCare Universal 77 A - 500 g
 Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g
 pour éliminer les dépôts d'amidon tenaces.



- Élimination des dépôts de graisse
- Réduction des odeurs
- Approprié pour lave-linge professionnel et lave-vaisselle professionnel

Code EAN: 4002517008070 / Numéro de matériel: 13068710 /
 Ancien Numéro de matériel: 66921702V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, dentaires	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Laveurs-désinfecteurs de grande capacité, médicaux	•
Utilisations possibles	
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Dosage	
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Dosage manuel	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Nettoyant pour machines
Formation d'agréats	Poudre
Composants	Agent de blanchiment à base d'oxygène, Polycarboxylates, Tensio-actifs
Valeur de pH à 20 °C	11,0
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Part élevée de dispersants	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	133
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	80
Charge en g	500
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•