

E 130
Umetak
za optimalan prihvat 10 pladnjeva.



- Opremljeno sa 11 držača, visine 170 mm – razmak oko 35 mm
- Upotrebljivo u donjoj košari

EAN: 4002511129375 / Materijal: 02648950 / Stari broj materijala: 69513001D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Umetak za podloške	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Razmak između potpornja u mm	35
Visina potpornja u mm	170
Područje primjene	
Obrada podložaka/pladnjeva	•
Kapacitet	
Podlošci/Pladnjevi [broj]	10
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	180
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	180
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	210
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	470
Neto masa u kg	0,76
Bruto masa u kg	0,90