

E 338

Umetak

za optimalan prihvat do 8 podložaka i pladnjeva.



- Prikladno za 8 podmetača/plitkih posuda
- Opremljeno sa 10 držača (8 pretinaca), Š 295, D 33 mm
- Maksimalna veličina pladnja iznosi 290 x 30 mm
- Upotrebljivo u gornjoj i donjoj košari

EAN: 4002511116160 / Materijal: 03080600 / Stari broj materijala: 69533801D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Umetak za podložke	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Broj pretinaca	8
Kapacitet	
Podložci/Pladnjevi [broj]	8
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	305
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	125
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	310
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	500
Neto masa u kg	0,62
Bruto masa u kg	0,84