

E 363

Umetak

za optimalan prihvat ginekoloških i ORL instrumenata.



- Širina petlje sita 1 mm
- Opremljeno poklopcem
- Upotrebljivo u gornjoj i donjoj košari

EAN: 4002511116283 / Materijal: 03149790 / Stari broj materijala: 69536301D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Sitasta košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	150
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	225
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	0,62
Bruto masa u kg	0,71