

E 378
Umetak
za prihvat različitih instrumenata.



- 0,8 mm žičano pletivo, 1,7 mm širina petlje, 5 mm okvir
- Opremljeno sa 2 ručke za nošenje
- Upotrebljivo u donjoj košari

EAN: 4002511116443 / Materijal: 03203530 / Stari broj materijala: 69537801D

Pripadnost proizvoda	
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Ostali umetci	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada pribora za anesteziju	•
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	460
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	460
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	535
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	560
Neto masa u kg	1,78
Bruto masa u kg	2,25