

E 146

Umetak

za optimalan prihvat različitih instrumenata.



- Širina petlje na dnu sita 3 mm, stranice 1,7 mm, poklopac 8 mm
- Opremljeno sa 2 preklopne ručke za nošenje
- Upotrebljivo u gornjoj i donjoj košari

EAN: 4002511116009 / Materijal: 03346680 / Stari broj materijala: 69514601D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija proizvoda	
Sitasta košara	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	55
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	150
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	225
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	75
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	165
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	245
Neto masa u kg	0,61
Bruto masa u kg	0,70