

SD-B

Injektorska sapnica
za butirometar.



- Za injektorska kolica
- Uključujući navoj, 4 x 140 mm*

* Uključujući navoj, promjer 4 x 140 mm, plus navarena, površinski utisnuta sapnica, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materijal: 03583540 / Stari broj materijala: 69708001D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Injektorska sapnica	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	0
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	240
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	12
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	100
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	150
Promjer u mm	4
Neto masa u kg	0,01
Bruto masa u kg	0,02