


O 175

Gornja košara

za optimalan prihvat laboratorijskog stakla.



- Prikladno za prihvat stakle. uskog grla i laboratorijskog stakla
- Visina opremanja: 170 mm mm\*
- Opremljeno s priključkom za sušenje vrućim zrakom
- Nije moguće doziranje praškastog sredstva

\* Ovisno o laboratorijskom staklu max. visina popunjavanja može biti manja

EAN: 4002511114876 / Materijal: 03807410 / Stari broj materijala: 69117501D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Umetak/modul za staklenke uskog grla	•
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Maksimalna visina opremanja u mm	170
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Staklenke s uskim grlom [broj]	33
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	412
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	475
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	531
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	6,30
Bruto masa u kg	7,20
<b>Priloženi pribor</b>	
E 351 injektorska sapnica Ø 4 mm, duljine 160 mm [broj]	33
E 353 ležište za injektorsku sapnicu E 351 [broj]	33