


O 184

Gornja košara

za optimalan prihvat primjerice cjevčica za centrifuge, viala ili epruveta.



- Opremljeno sa 96 injektorskih sapnica
- Opremljeno s priključkom za sušenje vrućim zrakom
- Visina opremanja: 170 mm
- Nije moguće doziranje praškastog sredstva

EAN: 4002511114937 / Materijal: 03807480 / Stari broj materijala: 69118401D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Košara za cjevčice	•
Košara za epruvete	•
Injektorska košara	•
Gornja košara	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Maksimalna visina opremanja u mm	170
<b>Područje primjene</b>	
Obrada pipeta/bočica	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagens čaše [broj]	96
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	468
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	475
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	531
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	270
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	525
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	540
Neto masa u kg	4,50
Bruto masa u kg	5,70
<b>Priloženi pribor</b>	
ID 110, injektorska sapnica Ø 2,5 mm, duljine 110 mm [broj]	96