


E 106

Umetak

za optimalan prihvat staklenih posuda širokog grla, mjernih cilindara itd.



- opremljeno sa 10 elast. kuka á 175 mm visine & 16 á 105 mm visine
- Razmak između elastičnih kuka iznosi oko 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materijal: 03808310 / Stari broj materijala: 69510601D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Umetak/modul za staklenke širokog grla	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada mjernih cilindara	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	180
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	195
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	186
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	205
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	245
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	490
Neto masa u kg	0,93
Bruto masa u kg	1,42