

E 106/1

Umetak

za optimalan prihvat staklenih posuda širokog grla, mjernih cilindara itd.



- opremljeno sa 26 malih elastičnih kuka á 105 mm visine
- Razmak između elastičnih kuka iznosi oko 60 mm

EAN: 4002511115682 / Materijal: 03808320 / Stari broj materijala: 69510602D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Umetak/modul za staklenke širokog grla	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada mjernih cilindara	•
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	195
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	116
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	410
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	190
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	490
Neto masa u kg	0,77
Bruto masa u kg	0,94