

E 106/2

Umetak

za optimalan prihvat staklenih posuda širokog grla, mjernih cilindara itd.



- opremljeno sa 13 velikih elastičnih kuka á 175 mm visine
- Razmak između elastičnih kuka iznosi oko 85 mm

EAN: 4002511115699 / Materijal: 03808330 / Stari broj materijala: 69510603D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Umetak/modul za staklenke širokog grla	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada mjernih cilindara	•
Standardni elektr. priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	420
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	180
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	186
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	430
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	200
Neto masa u kg	0,69
Bruto masa u kg	0,75