


E 110

Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša 250 do 600 ml.

EAN: 4002511115736 / Materijal: 03808390 / Stari broj materijala: 69511001D



- prikladno za 10 Becher čaša od 250 – 600 ml
- Opremljeno sa 10 x 3 držača
- Upotrebljivo u donjoj košari

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Žica, presvučena
Boja	Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Becherove čaše [broj]	10
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	175
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	230
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	460
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	505
Neto masa u kg	0,83
Bruto masa u kg	1,35