


E 111

Umetak

za optimalan prihvat laboratorijskih (Becher) čaša 600 do 1.000 ml.

EAN: 4002511115743 / Materijal: 03808420 / Stari broj materijala: 69511101D



- prikladno za 8 Becher čaša od 600 – 1000 ml
- Opremljeno sa 8 x 3 držača
- Upotrebljivo u donjoj košari

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Žica, presvučena
Boja	Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Becherove čaše [broj]	8
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	205
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	230
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	460
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	480
Neto masa u kg	0,96
Bruto masa u kg	1,10