

E 134

Umetak

za optimalan prihvat 210 predmetnih stakalaca.



- prikladno za prihvat 210 predmetnih stakalaca.
- Opremljeno sa 26 pretinaca po 11 mm x 26 mm, debljina žice 3 mm

EAN: 4002511115897 / Materijal: 03808600 / Stari broj materijala: 69513401D

<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostali umetci	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Broj pretinaca	26
Širina pretinca u mm	11
Duljina pretinca u mm	26
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Kapacitet</b>	
Predmetna stakalca [broj]	210
<b>Standardni električni priključak</b>	
Broj faza	0
Napon u V	0-0
Frekvencija u Hz	0-0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Osigurač u A	0-0
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	73
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	80
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	230
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	460
Neto masa u kg	1,50
Bruto masa u kg	1,61