


E 144

Umetak

za optimalan prihvat do 18 laboratorijskih (Becher) čaša.



- Prikladno za 18 Becher čaša
- Opremljeno sa 18 x 3 držača
- Upotrebljivo u gornjoj i donjoj košari

EAN: 4002511115996 / Materijal: 03808710 / Stari broj materijala: 69514401D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za laboratorijske čaše	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Žica, presvučena
Boja	Plemeniti čelik, Bijela
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Becherove čaše [broj]	18
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	131
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	445
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	180
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	490
Neto masa u kg	1,37
Bruto masa u kg	1,38