

E 149

Umetak

za optimalan prihvat 80epruveta do 16 x 105 mm.



- Prikladno za 80 epruvete do 16 x 105 mm
- Dodatno opremljeno poklopcem
- 80 Pretinci po 18 mm x 18 mm
- Širina petlje dna sita 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Materijal: 03808800 / Stari broj materijala: 69514901D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija proizvoda	
Umetak/modul za epruvete	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
Broj pretinaca	80
Širina pretinca u mm	18
Duljina pretinca u mm	18
Područje primjene	
Obrada laboratorijskog stakla	•
Kapacitet	
Reagens čaše [broj]	80
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	152
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	200
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	200
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	170
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	250
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	250
Neto masa u kg	1,03
Bruto masa u kg	1,59