

E 336

Tuljac za pranje

za optimalan prihvat pipeta/MIC instrumenata u injezionijska kolica.



- Mogući prihvat pipeta maksimalne duljine do 445 mm
- Od plastike, s navojem

EAN: 4002511117068 / Materijal: 03809390 / Stari broj materijala: 69733601D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Tuljac za pranje	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plemeniti čelik, Plastika
Boja	Plemeniti čelik, Crna
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada šupljih instrumenata	•
Kapacitet	
Pipete [broj]	1
Šuplji instrumenti [broj]	1
Standardni električni priključak	
Broj faza	0
Napon u V	0
Frekvencija u Hz	0
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00
Osigurač u A	0
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	121
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	11
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	11
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	10
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	170
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	125
Promjer u mm	11
Neto masa u kg	0,02
Bruto masa u kg	0,02